



Notice explicative sur l'auto-prélèvement rectal, destinée aux patients


Il s'agit d'un prélèvement que vous réalisez vous-même (dans les toilettes), à l'aide d'un écouvillon floqué (sorte de grand coton tige).

Se procurer le kit de prélèvement adéquat auprès du laboratoire.


Se laver les mains.

1) Ouvrez l'emballage contenant le tube de réactif de transport et l'écouvillon

2) Retirer délicatement l'écouvillon de son étui de protection, en prenant soin de ne pas toucher le bout en coton avec les doigts.



3) Insérer avec précaution sur environ 1cm l'écouvillon au delà du sphincter anal et tourner délicatement (10 secondes minimum).



4) Retirer l'écouvillon sans toucher le coton

5) Dévisser le tube de réactif de transport, placer l'écouvillon dans le tube (le bout en coton doit tremper dans le liquide transparent du tube).

6 Casser le bâtonnet au niveau de l'encoche (ligne de cassure).



7) Bien revisser le tube. Remettre le tube au médecin ou à l'infirmière.

8) Identifier le prélèvement avec une étiquette patient



Se laver les mains.