



Site de LAVAL
33 rue du Haut Rocher
BP1525
53015 LAVAL

Prescription connectée : recommandations pour la bonne pratique des prélèvements

T-PRE-FT-016-01

Version : 1

Applicable le : 17-01-2024



1 - Vérifier

- Je vérifie la date de péremption des tubes ou kit de prélèvement.
- Je vérifie les conditions de prélèvement : cf. « **Catalogue des examens GCS de la Mayenne** »

2 - Prélever

- Je vérifie l'identité du patient selon les procédures de l'établissement.
- J'effectue le prélèvement en respectant l'ordre de remplissage :



Bien remplir les tubes et les homogénéiser par retournements

- Ne jamais** prélever un **tube Hépariné** (vert) juste avant un **tube citraté** (bleu) : risque de contamination du bilan hémostase avec de l'héparine
- J'identifie chaque tube (juste après le prélèvement, « au bras » du patient).

3 - Valider / Renseigner

- Je valide le prélèvement dans Sillage
- Je vérifie encore une fois la concordance d'identité entre la prescription et les tubes.

Prélèvements biologiques Recommandations en 5 étapes

5 - Délais

- Je m'assure de l'acheminement des prélèvements dans les bonnes conditions et les délais requis.

4 - Conditionner / Transport

- J'insère les tubes et bons de demandes dans le sachet adéquat.

Ordre de priorité pour le choix des sachets :

Sachets jaunes :
Urgences vitales

Sachets verts :
Bilans urgents

Sachets transparents :
~~bilans~~ Bilans standards

- J'achemine les sachets au laboratoire
- Lors du dépôt des prélèvements au laboratoire, j'horodate la feuille de prescription.

Un oubli, Une question ?
☎ 37125