



Site de LAVAL
33 rue du Haut Rocher
BP1525
53015 LAVAL

Commande de consommables du laboratoire

T-STO-SE-011-02
Version : 2
Applicable le : 18-12-2023



Recommandations :

*Pout tout renseignement, s'adresser au Centre de tri Laboratoire (Poste 37116) pour CH Laval ou au 0243093331 pour le CHHA

*A réception de la commande, **ATTENTION** au rangement : suivi des numéros de lot et du stock minimum

*Support disponible sur <http://gcsdelamayenne.fr>, section documents utiles, commande consommables laboratoire

*Ouverture des armoires de 13h à 16h30

SERVICE :

| Flaconnage | Présentation Labo : | 1 ^{ère} commande | 2 ^{ème} commande | 3 ^{ème} commande |
|--|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Tube Violet - 3 mL - Sang | NFS, T4T8, Hémoglobine glycosylée | | | |
| Tube Violet - 6 mL - Sang | Réservé à HFE, HLA I ET II (DQ, DR), HLA Complet | | | |
| Tube Vert - 4 mL - Sang | BEC, Enzymes, BH, TNIHS, NT-BNP... | | | |
| Tube Rouge - 4,5 mL - Sang | Sérologie, EPS, Hormones thyroïdiennes... | | | |
| Tube Bleu - 3 mL - Sang | Coagulation, TP, TCA, Fibrine, Facteurs... | | | |
| Tube Vert/Blanc - 2 mL - Sang | Pour service d'Hémodialyse et pédiatrie (Patient difficile à piquer) | | | |
| Tube Bleu/Blanc - 2 mL - Sang | Coagulation, TP, TCA, Fibrine, Facteurs (Patient difficile à piquer) | | | |
| Tube Noir - 1,5 mL - Sang | Réservé spécifiquement aux VS (Date de péremption courte) | | | |
| Tube Jaune ACD - 6 mL - Sang | Réservé pour les greffes : groupage complet | | | |
| Tube Gris - 4 mL - Sang | Réservé aux cycles glycémiques et lactates | | | |
| Tube Blanc - 2 mL - Liquide | LCR, Liquides | | | |
| Micro tube Violet - 1 mL - Sang | NFS (Pédiatrie ou patient difficile à piquer) | | | |
| Micro tube Bleu - 1 mL - Sang | Coagulation (Pédiatrie ou patient difficile à piquer) | | | |
| Micro tube Vert - 1 mL - Sang | BEC (Pédiatrie ou patient difficile à piquer) | | | |
| Tube spécifique - 6 mL - Sang | Tube plastique à bouchon bleu marine (Dosage Aluminium - Tacrolimus) | | | |
| Flacon Hémoc AE - Sang | Flacon aérobie à bouchon gris | | | |
| Flacon Hémoc ANA - Sang | Flacon anaérobie à bouchon violet | | | |
| Flacon Hémoc Pédiatrique - Sang | Flacon aérobie « peds plus » à bouchon rose | | | |
| Flacon Mycosis - Sang (CH Laval) | Flacon mycosis à bouchon vert | | | |
| Tubes Capillaires - 0,1 mL - Sang | pH en sang capillaire (pédiatrie) - [1 unité = 1 boîte de 50 capillaires avec embouts et aimants] | | | |
| Seringues GAZ du sang (avec aiguilles) | pH en sang veineux ou artériel - tous services autres que Pédiatrie (à l'unité ou par boîte de 100) | | | |
| Seringues GAZ du sang (sans aiguilles) (CH Laval) | pH en sang veineux ou artériel - prélèvement sur cathéter (à l'unité ou par boîte de 100) | | | |
| Kit Urine | 1 Tube de 4 mL à bouchon jaune avec conservateur + 1 embout (ECBU - Antigènes urinaires) | | | |
| Tube Boraté - 4 mL - Urine | Tube avec conservateur ECBU - Antigènes urinaires | | | |
| Flacon jaune - 60 mL - Urine | Pot recueil urine, sans conservateur | | | |
| Flacon Bouchon Rouge - 40mL | Flacon stérile | | | |
| Ecouvillon TGV AMIES | Bleu : Avec un milieu gélosé Pour mise en culture - TGV | | | |
| Pots 100 mL Bouchon Rouge + spatule | Parasito, recherche sang selles | | | |
| Fecal Swab Tube bouchon vert + écouvillon | Coproculture, CDI, Rotavirus, Adenovirus | | | |
| Pot bouchon rouge sans spatule | Fécalogramme | | | |
| Pots plastique opaque blanc | Pot à Stéatorrhées | | | |



Site de LAVAL
 33 rue du Haut Rocher
 BP1525
 53015 LAVAL

**Commande de consommables
 du laboratoire**

T-STO-SE-011-02
 Version : 2
 Applicable le : 18-12-2023



| Flaconnage | Présentation Labo : | 1 ^{ère} commande | 2 ^{ème} commande | 3 ^{ème} commande |
|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Lames | Lames pour frottis (1 unité = 1 boîte de 50 lames) | | | |
| Porte lame – 2 lames | Boîte pour transport de deux lames | | | |
| Porte lame – 3 lames | Boîte pour transport de trois lames | | | |
| Kit Temps de Saignement (CH Laval) | Buvard et dispositif à incision pour temps de saignement | | | |
| Milieu Portagerm Pylori | Milieu de transport Helicobacter. Conservation à +4°C [Centre de Tri] | | | |
| Kit M4RT * Milieu de transport + écouvillon | Culture ou PCR (Virus : coqueluche, varicelle, Rougeole, herpès ..., Mycoplasma pneumoniae) [Centre de Tri] | | | |
| Nasopharyngeal Sample * Collection kit for virus | Kit de prélèvement fin et transport Virus (Grippe covid, Multiplex respiratoire haut) [Centre de Tri] | | | |
| Milieu BD Molecular Swab collection Kit (tube bouchon vert + écouvillon) | PCR CHLAGO (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis) sur BDMAX [Centre de Tri] | | | |
| Kit Aptima Milieu de transport + écouvillon | Recherche ADN par PCR (Mycoplasma génitalium : vaginal, cervical, urétral) [Centre de Tri] | | | |
| Kit Aptima urine Milieu de transport + écouvillon | Recherche ADN par PCR (Mycoplasma génitalium : sur urine) [Centre de Tri] | | | |
| CUPT (CH Laval) (ABTest Card Diagast) | Contrôle ultime au lit du malade pré transfusionnel | | | |
| Kit QUANTIFERON (4 tubes (Gris / Jaune / Vert / Violet) | Kit de prélèvement Quantiféron [Centre de Tri] | | | |
| Sachets plastiques standards (BLANC TRANSPARENT) | (1 unité = paquet de 100 sachets) | | | |
| Sachets plastiques 'urgences vitales' (JAUNE) | (1 unité = paquet de 100 sachets) | | | |
| Sachets plastiques 'urgents' (VERT) | (1 unité = paquet de 100 sachets) | | | |
| Paquets bons BLANC (hématologie – Biochimie R/V) | (1 paquet contient environ 100 bons) | | | |
| Paquets bons SAUMON (Biochimie R/V) | (1 paquet contient environ 100 bons) | | | |
| Paquets bons VERT (bactériologie R/V) | (1 paquet contient environ 100 bons) | | | |
| Paquets bons LILAS (Sérologie – Bio mol recto) | (1 paquet contient environ 100 bons) | | | |
| Paquets bons JAUNE (bilans COVID recto) | (1 paquet contient environ 100 bons) | | | |
| Paquets bons JAUNE (bilans HYGIENE recto) | (1 paquet contient environ 100 bons) | | | |
| Paquets bons ROSE Urgences (CHHA) | (1 paquet contient environ 100 bons) | | | |
| Planches Etiquettes codes-barres UF | CODE UF : | | | |
| Paquets bons ORANGE | Cas particuliers (Hémodialyse et Centre ECHO) A faire directement auprès du service REPROGRAPHIE (poste 35566) | | | |
| Paquets bons BLEU | | | | |
| Préparée par (initiales) | | | | |
| Récupérée par (initiales) | | | | |